



Nicht-invasiv.
Sicher invasiv mit Einweg-Sonden.
Safe, non-invasive.
Safely invasive with disposables.

- Handgehaltene, Monitoring- und Mikrosonden
Handheld probes, monitoring probes and micro probes
- Jede Frequenz passend für Ihre Anwendung
Frequencies suitable for your application
- Für transkranielle, extrakranielle und periphere Untersuchungen
For transcranial, extracranial and periphery applications
- Für nicht-invasive und invasive Untersuchungen im mikrovasulären Bereich
For non-invasive and invasive measurements in the microvascular region
- Einmal-Sonden für intraoperative Anwendungen
Disposable probes for intraoperative applications



Handgehaltene & Monitoringsonden

Handheld probes & Monitoring probes

Handgehaltene Sonden / Handheld probes



erhältlich als / available in
1 / 2 / 2+2.5 MHz PW

4 MHz PW & CW

8 MHz PW & CW

5-12 MHz linear array

Handgehaltene Sonden

Der CW-Modus wird zur akustischen Orientierung und zur Anzeige aller Doppler-Signale aus dem beschallten Bereich genutzt. Durch den PW-Modus erhält man eine präzise Spektralanalyse nur aus der Region, die von Interesse ist. Bei den 4 MHz und 8 MHz Sonden gibt es die Möglichkeit zwischen PW und CW umzuschalten. Verfügbar in den Kabellängen 2 m und 2.9 m.

2 MHz PW

Für transkranielle Untersuchungen, zur Beschallung der Hauptarterien des Gehirns. Eindringtiefe 30-150 mm.

1 MHz PW

Zur Untersuchung von Patienten mit Hyperostose und mit schwierigen Schallfenstern. Eindringtiefe 30-150 mm.

2 + 2.5 MHz PW¹

Zur Differenzierung fester und gasförmiger Embolien während der Beschallung der Hauptarterien des Gehirns. Eindringtiefe 30-150 mm.

4 MHz PW & CW

Für extrakranielle Untersuchungen, zur Beschallung der Karotiden. Eindringtiefe 12-30 mm.

8 MHz PW & CW

Zur Beschallung der peripheren Arterien und Venen. Eindringtiefe 6-20 mm.

5-12 MHz linear array^{1, 2, 3}

Für Karotis-Duplex in B-Mode, Color-Doppler- und Triplex-Mode.

Handheld probes

CW Mode is used for acoustic orientation and display of Doppler signals from the region of interest. In PW mode, Doppler shift frequency and FFT information results only from the sample volume selected. You have the ability of toggling 4 MHz and 8 MHz transducers between PW and CW operation. Available with 2 and 2.9 meter cable length.

2 MHz PW

Used in transcranial examinations to insonate the main arteries of the brain. Insonation depth 30-150 mm.

1 MHz PW

To examine patients with hyperostosis and those with complicated windows. Insonation depth 30-150 mm.

2 + 2.5 MHz PW¹

Used in transcranial examinations for differentiation of solid and gaseous emboli insonating the main arteries of the brain. Insonation depth 30-150 mm.

4 MHz PW & CW

Used in extracranial examinations to insonate the carotid arteries. Insonation depth 12-30 mm.

8 MHz PW & CW

To insonate the peripheral arteries and veins. Insonation depth 6-20 mm.

5-12 MHz linear array^{1, 2, 3}

For carotis duplex in B-mode, Color-Doppler- and Triplex-Mode.

Monitoring Sonden / Monitoring probes



erhältlich als / available in
1 / 2 / 4 / 2+2.5 MHz PW geschraubt / screw topped
2 MHz PW MRI geschraubt / screw topped

erhältlich als / available in
1 / 2 / 4 / 2+2.5 MHz PW click&stay
2 MHz PW MRI click&stay

Monitoring Sonden

Wahlweise mit click&stay- oder geschraubter Befestigung erhältlich. Der Vorteil der click&stay-Befestigung liegt in der Möglichkeit, die Sonde durch kurzen Druck auf den äußeren Befestigungsring zu lösen und damit besonders schnell und einfach neu auszurichten. Verfügbar in 2.5 m Kabellänge. Optional mit 3 m und 5 m Verlängerungskabel (außer MRI).

2 MHz PW click&stay / geschraubt

Für transkranielle Untersuchungen, zur Beschallung der Hauptarterien des Gehirns. Eindringtiefe 30-150 mm.

1 MHz PW click&stay / geschraubt

Zur Untersuchung von Patienten mit Hyperostose und mit schwierigen Schallfenstern. Eindringtiefe 30-150 mm.

4 MHz PW click&stay / geschraubt

Für intrakranielle Untersuchungen. Eindringtiefe 12-30 mm.

2 + 2.5 MHz PW click&stay / geschraubt¹

Zur Differenzierung fester und gasförmiger Embolien während der Beschallung der Hauptarterien des Gehirns. Eindringtiefe 30-150 mm.

2 MHz MRI click&stay / geschraubt

MRI-Sonden (Magnetic Resonance Imaging) enthalten keine magnetischen Komponenten. Verfügbar in den Kabellängen 3 m oder 5 m.

Monitoring probes

Available with click&stay or screw topped options. The benefit of the click&stay fixation lies in the ability to loosen the probe by applying slight pressure on the outer fixation ring and hence to realign the probe particularly, quickly and simply. Available with 2.5 meter cable length. Optional with 3 and 5 meter extension cable (except for MRI).

2 MHz PW click&stay / screw topped

Used in transcranial examinations to insonate the main arteries of the brain. Insonation depth 30-150 mm.

1 MHz PW click&stay / screw topped

To examine patients with hyperostosis and those with complicated windows. Insonation depth 30-150 mm.

4 MHz PW click&stay / screw topped

Used in intracranial examinations. Insonation depth 12-30 mm.

2 + 2.5 MHz PW click&stay / screw topped¹

Used in transcranial examinations for differentiation of solid and gaseous emboli insonating the main arteries of the brain. Insonation depth 30-150 mm.

2 MHz MRI click&stay / screw topped

MRI probes (Magnetic Resonance Imaging) do not contain any magnetic components. Available with 3 or 5 meter extension cable.

Mikrosonden und Sondennavigator / Microprobes and Probe Navigator

16 MHz Sonden

Für nicht-invasive und invasive Messungen der Blutflussbedingungen im mikrovaskulären Bereich.

Erhältlich als Einmal-Sonden^{1,2} oder zur Wiederaufbereitung.

16 MHz zur Wiederaufbereitung

Standard-Ausführung

- Verfügbar in den Durchmessern 1, 2 und 3 mm
- Kabellänge 2,5 m

Endoskopie-Ausführung

- Speziell für den Untersuchungs-Kanal konzipiert
- Erhältlich in einem Durchmesser von 1,8 mm
- Starres Kabel mit einer Länge von 2,5 m

16 MHz Einmal-Sonde^{1,2}

- Besonders geeignet für intraoperative Anwendungen
- Steril verpackt
- Erhältlich in einem Durchmesser von 1,3 mm
- Kabellänge 2,5 m

16 MHz Sondennavigator^{1,2}

Zur sicheren Aufnahme und Führung der 16 MHz Standard- und Einmal-Sonden während chirurgischen Eingriffen.

Bestehend aus einem Handgriff mit einem aufgesetzten Führungsschaft aus Edelstahl.

Sondennavigator-Neurochirurgie-Set

- Handgriff
- 4 gebogene Führungsschäfte (2 lang / 2 kurz)
- Mit Ablage zur Aufbewahrung
- Mit Siebkorb zur Reinigung und Sterilisation

Sondennavigator-Kombi-Set

- Handgriff
- 2 gebogene Führungsschäfte (lang / kurz)
- 2 gerade Führungsschäfte (lang / kurz)
- Mit Ablage zur Aufbewahrung
- Mit Siebkorb zur Reinigung und Sterilisation

16 MHz probes

For non-invasive and invasive measurements of blood flow conditions in the microvascular region.

Available as disposable^{1,2} or reusable probes. Insonation depth 0.5 mm to 8.0 mm.

16 MHz reusable probes

Standard

- Available in 1, 2 and 3 mm diameters
- Cable length 2.5 m

Endoscopic

- Rigid cable
- Available in 1.8 mm diameter
- Cable length 2.5 m

16 MHz disposable probe^{1,2}

- Specifically intended for intraoperative applications
- Sterile packed
- Available in 1.3 mm diameter
- Cable length 2.5 m

16 MHz Probe Navigator^{1,2}

For safe operation of 16 MHz standard and disposable probes during surgical procedures.


Consisting of a handle and a mounted shaft made of stainless steel.

Probe Navigator Neurosurgery set

- Handle
- 4 Bayonet shafts (2 long / 2 short)
- Storage tray
- Sterilization basket

Probe Navigator combination set

- Handle
- 2 Bayonet shafts (long / short)
- 2 Straight shafts (long / short)
- Storage tray
- Sterilization basket



16 MHz PW



16 MHz Endoskopie-Sonde PW /
16 MHz Endoscopy Probe PW



16 MHz Einmal-Sonde PW /
16 MHz Disposable Probe PW



Sondennavigator / Probe Navigator



Handgriff, gerade und gebogene Führungsschäfte /
Handle, straight and bayonet shafts



Compumedics Germany GmbH
Josef-Schuetzler-Strasse 2
78224 Singen
Deutschland / Germany
info@dwl.de
www.dwl.de

PDB-Probes_1_08/2019

Probes

Compumedics Germany GmbH ist zertifiziert nach ISO 13485 und wendet Anhang II, Abschnitt 3 der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte an. Multi-Dop, EZ-Dop, Doppler-Box, DiaMon, NMA, DWL und das DWL-Logo sind Warenzeichen von Compumedics Germany GmbH. Compumedics und das Compumedics-Logo sind Warenzeichen von Compumedics Limited, Australia. Windows ist ein Warenzeichen von Microsoft Corporation. Technische Änderungen vorbehalten.

Compumedics Germany GmbH is certified in accordance with ISO 13485 and applies according to Annex II, Section 3 of the Directive 93/42/EEC on Medical Devices. Multi-Dop, EZ-Dop, Doppler-Box, NMA, DiaMon, DWL and the DWL logo are trademarks of Compumedics Germany GmbH, Compumedics and the Compumedics logo are trademarks of Compumedics Limited Australia. Windows is a trademark of Microsoft Corporation. All specifications are subject to change without notice.

¹ Nicht erhältlich in USA

² Handelsware

³ Nur mit entsprechender Hardware erweiterbar

¹ Not available in USA

² Merchandise

³ Only expandable with appropriate hardware

Tochtergesellschaft von / Affiliate of :



Compumedics Ltd. Australia / www.compumedics.com

Compumedics Divisions

